

クイックリファレンス

パーフェクトオープンシリーズ

PH(H), SPH(H), IPH(H), GPH(H), PV(H),
PV(H)C, SSPH, STPH, (H)LKS

4021304005900

このクイックリファレンスは、試験の設定方法を簡単に説明したものです。ユーザーズマニュアルで安全上の注意および詳細な設定方法を十分に理解した上でお使いください。

なお、試験の設定方法は主電源スイッチをONにした状態からの手順を示しています。

定値設定

操作手順	キー操作
1. 電源ON.....	
2. 定値設定モードへの移行.....	
3. 温度設定値の入力.....	 、  、  
 : 桁の変更	
 、  : 数値の変更	
4. 自動ダンバ(オプション)の設定.....	 、  、  
 : 桁の変更	
 、  : 数値の変更(設定範囲:0~100%)	
※大型乾燥器はダンバモード(0~3)を設定	
5. 風速可変制御設定値(オプション)の設定.....	 、  
 、  : 設定値の変更(設定範囲:LOW、0.5~9.5(0.5単位)、HIGH)	
6. 温度上限絶対警報値の設定.....	 、  、  
 : 桁の変更	
 、  : 数値の変更(設定範囲:温度設定値~許容範囲上限値)	
7. 温度下限絶対警報値の設定.....	 、  、  
 : 桁の変更	
 、  : 数値の変更(設定範囲:許容範囲下限値~温度設定値)	

クイックリファレンス

パーフェクトオープンシリーズ

PH(H), SPH(H), IPH(H), GPH(H), PV(H),
PV(H)C, SSPH, STPH, (H)LKS

第1版 2009年3月25日

編集・発行

エスベック株式会社

530-8550 大阪市北区天神橋 3-5-6
Tel:06-6358-4741 Fax:06-6358-5500

Printed in Japan

エスベック株式会社

プログラム設定

操作手順

キー操作

1. 電源ON.....
2. プログラム設定モードへの移行.....
3. プログラム番号の選択....., 確定次項
標準計装の場合:1のみ
M計装の場合:1~10
4. 入力方法の選択....., 確定次項
シンキサクセイ:プログラムを新規作成する場合
ヘンシュウ :プログラムを編集する場合
サクジョ :プログラムを削除する場合
5. ステップ数の設定....., 確定次項
標準計装の場合:1~2
M計装の場合:1~20
6. 温度制御の設定....., 確定次項
ON :温度制御が有効
OFF:温度制御が無効
7. 温度の設定....., , 確定次項
:桁の変更
, :数値の変更
8. 勾配の設定....., 確定次項
ON :勾配運転を行う
OFF:このステップの温度設定値で制御
9. 時間の設定....., , 確定次項
:桁の変更
, :数値の変更(設定時間: 0:00~9999:59分)
10. ソーク時間制御(ギャランティソーク)の設定....., 確定次項
ON :ソーク時間制御が有効
OFF:ソーク時間制御が無効
11. 自動ダンパ(オプション)の設定....., , 確定次項
:桁の変更
, :数値の変更(設定範囲:0~100%)
※大型乾燥器はダンパモード(0~3)を設定

12. 風速可変制御設定値(オプション)の設定....., 確定次項
, :設定値の変更(設定範囲:LOW、0.5~9.5(0.5単位)、HIGH)
13. 詳細情報の設定....., 確定次項
Yes:詳細情報を設定する画面を表示 →14. サイクル回数の設定へ
No :プログラムを保存する画面を表示 →20. プログラムの保存へ
14. サイクル回数の設定....., , 確定次項
:桁の変更
, :数値の変更(設定範囲:1~999回)
15. 運転終了時の処理の設定....., 確定次項
OFF :計装の電源をOFF(主電源スイッチはONのまま)
ホジ :最終ステップが終了したときの設定を保持
ティチ:定値設定で設定されている運転を実行
ティシ:停止状態
16. 温度上限絶対警報値の設定....., , 確定次項
:桁の変更
, :数値の変更(設定範囲:温度設定値~許容範囲上限値)
17. 温度下限絶対警報値の設定....., , 確定次項
:桁の変更
, :数値の変更(設定範囲:許容範囲下限値~温度設定値)
18. 開始設定運転モードの設定....., 確定次項
OFF :実施しない
→20. プログラムの保存へ
ソクティチ:槽内温度測定値をプログラム運転開始時の温度に設定
→20. プログラムの保存へ
セツティチ:開始設定値をプログラム運転開始時の温度に設定
→19. 開始温度の設定へ
19. 開始温度の設定....., , 確定次項
:桁の変更
, :数値の変更(設定範囲:温度下限絶対警報値~温度上限絶対警報値)
20. プログラムの保存....., 前項
Yes:保存して2. の画面に戻る
No :保存せずに2. の画面に戻る